




SAFTI

Patent-Entsafter und Saftspender für
Zitronen • Orangen • Grapefruits



GEBRAUCHSANWEISUNG

Sie haben mit dem Kauf dieses Produktes aus dem Hause PRADO eine gute Wahl getroffen.

Die Anwendung des SAFTI! ist denkbar einfach:

1. Die Frucht mit der Blüte nach oben senkrecht halten.
2. Die gezahnte Schneide hin- und herbewegen und so die Schale an der Blüte durchschneiden.
3. So lange hin- und herbewegen, bis das Gewinde die Frucht erreicht hat.
4. Jetzt das Gerät einschrauben, bis der obere Rand des Gewindes mit der Frucht abschließt.
5. Ringsherum auf die Frucht drücken, der Saft steigt in den Behälter und lässt sich bei Bedarf ausgießen.

Den Saft von Orangen und Grapefruits gewinnt man auf die gleiche Weise.

Oft werden Zitronen nicht auf einmal verbraucht. Sie können den Behälter mit dem kleinen Deckel verschließen. Im Kühlschrank aufbewahrt bleibt die Zitrone so ca. 8 Tage frisch.

Zum Äpfelentkernen das Gerät von der Blüte und vom Stiel durch einfaches hin- und herbewegen in den Apfel einbohren.

 **made
in
Germany**

PRADO Berlin

Heinz – Joachim Prawdzik
Wilhelmsaue 103
10713 Berlin Deutschland
Tel. +49(0)30 - 8212162
Fax +49(0)30 - 8219483
E-Mail: info@prado-berlin.de
Web: www.prado-berlin.de